

## КАТАЛОГ

### Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов производства ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг»

№ ПП	Реест- ровый номер	Вариант исполнения	Типоразмер	Раз мер втулки	Наличие сетки	Намотка сеткой и термослоем на втулку	Наличие метки	Наличие перфо- рации	Используемое сырьё	Плот- ность г/ кв.м	Используемое оборудование	Ед. в коробе
1	<b>4017</b>	рулон	44x30	12	Без сетки	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	90
2	<b>4018</b>	рулон	50x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Hellige и др.</b>	119
3	<b>4018/1</b>	рулон	50x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ KENZ и др.</b>	119
4	<b>4018/2</b>	рулон	50x30	18	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	119
5	<b>4018/3</b>	рулон	50x30	18	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	119
6	<b>4018/4</b>	рулон	50x25	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	84
7	<b>4018/5</b>	рулон	50x45	12	Без сетки	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	
8	<b>4018/6</b>	рулон	50x28	18	Без сетки	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	98
9	<b>4019</b>	рулон	50x25	18	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Elektronika Trentina, Dixion ECG 1001 и др.</b>	84
10	<b>4020</b>	рулон	50x30	18	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Cardioline ETA 150 и др.</b>	75
11	<b>4023</b>	рулон	50x50	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ 1-кан. , ЭКГ 1Т, «Малыш», Аксион, Салют и др.</b>	40
12	<b>4023/1</b>	рулон	50x50	18	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	40
13	<b>4023/2</b>	рулон	50x50	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Валента и др.</b>	40
14	<b>4023/3</b>	рулон	50x50	18	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	40
15	<b>4024</b>	рулон	57x20	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	100

											<b>БХА (биохиманализатор)</b> AVO, Bosh, Advia-60, HP, Epson, Multiscan, Biochem FP-900, - <b>авторефрактометр GR-2100</b> , - <b>импедансометр AZ-26</b> и др.	
16	<b>4024/1</b>	рулон	55x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> Миндрей ВА-88А и др.	68
17	<b>4024/2</b>	рулон	57x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Биохимический анализатор</b> , Biosys Guardian BPM 700/730, <b>коагулометр Sysmex</b> и др.	72
18	<b>4024/3</b>	рулон	57x25	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование алкотестер</b> Lion SD-400P и др.	72
19	<b>4024/4</b>	рулон	57x23	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Биохимический анализатор</b> , и др.	84
20	<b>4024/5</b>	рулон	57x10	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Биохимический анализатор</b> , и др.	175
21	<b>4024/6</b>	рулон	57x50	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Биохимический анализатор</b> , и др.	40
22	<b>4024/7</b>	рулон	57x7	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> , и др.	200
23	<b>4024/8</b>	рулон	58x15	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> , и др.	128
24	<b>4024/9</b>	рулон	57x15	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> , и др.	120
25	<b>4024/10</b>	рулон	57x40	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> , и др.	40
26	<b>4024/11</b>	рулон	57x32	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> , и др.	70

27	4024/12	рулон	57x47	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование , и др.	
28	4025	рулон	57x23	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Heartmirror, ЭК 1Т-07, «Аксион»Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Хеарт Скрин 60G, Альтон-103 , и др.	84
29	4025 /0	рулон	57x23	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	Дефибриллятор ЭК 1Т-07 «Аксион» , и др.	84
30	4025/1	рулон	57x30	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ,Лабораторное оборудование , и др.	72
31	4025/2	рулон	58x30	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Heartmirror, и др.	72
32	4025/3	рулон	58x23	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	84
33	4025/4	рулон	57x18	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Альтон-103 , и др.	96
34	4025/5	рулон	57x50	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Альтон-103 , и др.	40
35	4025/6	рулон	57x25	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Альтон-103, и др.	72
35	4025/7	рулон	58x25	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ ВТL-08 S-линии, и др.	72
37	4025/8	рулон	57x25	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	72
38	4025/9	рулон	57x20	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	100
39	4025/10	рулон	57x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	72
40	4025/11	рулон	57x15	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Альтон , и др.	100
41	4025/12	рулон	57x15	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ ЭКЗТ-01-Р-Д , и др.	100
42	4025/13	рулон	58x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	
43	4025/14	рулон	57x6	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Алкотестер	220
44	4025/15	рулон	58x27	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	
45	4026	рулон	60x75	13	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохим. Анализатор, Uitarograph , и др.	30

46	4026/1	рулон	60x30	16	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Cardioline Delta 1 Plus , и др.	68
47	4026/2	рулон	60x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Uitarograph , и др.	72
48	4027	рулон	63x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Burdic, Cardisuny, Fucuda ,FX-2111, Hellige, Kenz, Nihon Kohden, ECG 9803, Мединава, Biocare ECG-300G, FX-7102 , и др.	63
49	4027/1	пачка	63x75x400		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Fucuda FX-7102 ,Nihon Kohden, Сименс Кардиостат 11 , и др.	60
50	4027/2	рулон	63x30	16	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Hellige, Kenz, Nihon Kohden, Фукуда FX 2111 , и др.	63
51	4027/3	рулон	63x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	63
52	4027/4	рулон	63x20	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Fukuda , и др.	77
53	4028	пачка	70x100x200		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-3, дефибрилятор Corpuls 08/16 , и др.	80
54	4029	рулон	80x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохимический анализатор БХА АУЛ, БХА АУО, спироанализатор, и др.	51
55	4029/1	рулон	80x30	12	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохимический анализатор БХА АУЛ, БХА АУО, спироанализатор, и др.	51
56	4029/2	пачка	80x90x280		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ MAC-400 , MAC-600 , и др.	39
57	4029/3	рулон	80x20	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохимический анализатор БХА АУЛ, БХА АУО, спироанализатор, и др.	73
58	4029/4	рулон	80x74	18	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	

59	<b>4030</b>	рулон	80x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Heart Sreen 80G, Хеарт Миррор, Инномед, Диксион ECG, Kenz Cardico 306 , и др.</b>	51
60	<b>4030/1</b>	рулон	80x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ 3-х кан. Юкард, ЭКГ Мединова, Heart Sreen , и др.</b>	51
61	<b>4030/2</b>	рулон	80x23	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	63
62	<b>4030/3</b>	рулон	80x20	16	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ MAC-600 , и др.</b>	63
63	<b>4030/4</b>	рулон	80x23	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	63
64	<b>4030/5</b>	рулон	80x30	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	51
65	<b>4030/6</b>	рулон	80x25	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	54
66	<b>4030/7</b>	рулон	80x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	51
67	<b>4030/8</b>	рулон	80x20	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	73
68	<b>4030/9</b>	рулон	80x20	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	73
69	<b>4030/10</b>	рулон	80x25	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	68
70	<b>4030/11</b>	рулон	80x60	12	Без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	24
71	<b>4031</b>	рулон	90x50	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ 2-х канальный, ЭК 2Т, MAC-500, и др.</b>	36
72	<b>4031/1</b>	рулон	90x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	48
73	<b>4031/2</b>	рулон	90x50	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	36
74	<b>4031/3</b>	рулон	90x30	18	Без сетки	внутри	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	48
75	<b>4031/4</b>	рулон	90x30	18	Без сетки	наружу	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	48
76	<b>4032</b>	пачка	90x70x400		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Biomedica P 80 , и др.</b>	45
77	<b>4033</b>	пачка	90x90x400		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Schiller AT-1 ,Spirovit SP 1, и др.</b>	36
78	<b>4033/1</b>	пачка	90x90x270		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Schiller AT-4 , AT-104, дефибриллятор Zoll M-series , и др.</b>	50

79	<b>4033/2</b>	пачка	90x90x200		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Schiller AT-4 , AT-104, дефибриллятор Zoll M-series , и др.</b>	72
80	<b>4034</b>	пачка	100x100x150		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор FM Wakelingmedical AFM 210 , и др.</b>	90
81	<b>4035</b>	пачка	107x140x200		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Burdick Eclipse 400, 4/400 , и др.</b>	45
82	<b>4035/1</b>	пачка	104x100x300		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Siemens Cardiostat 31, 31S, и др.</b>	42
83	<b>4035/2</b>	пачка	104x100x180		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	150
84	<b>4036</b>	рулон	110x30	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Bioset3500 , ЭКГ Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen 12D, Мединова ECG-9806 , и др.</b>	55
85	<b>4036/1</b>	рулон	110x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Bioset 3500, Геолинк, ЭК12Т-01-«Р-Д», HeartScreen 12D, Альтон-038/06, Мединова ECG-9806 , и др.</b>	55
86	<b>4036/2</b>	рулон	110x25	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан Юкард 200 , и др.</b>	63
87	<b>4036/3</b>	рулон	110x25	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Bioset 3500, Геолинк, ЭКГ 3-х кан , и др.</b>	63
88	<b>4036/4</b>	рулон	110x20	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	72
89	<b>4036/5</b>	рулон	110x50	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	30
90	<b>4036/6</b>	рулон	110x15	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Альтон-06, и др.</b>	100
91	<b>4036/7</b>	рулон	110x15	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ ЭК12Т01-«Р-Д» , и др.</b>	100
92	<b>4037</b>	рулон	110x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Nihon Kohden, HeartScreen, и др.</b>	50
93	<b>4037/1</b>	рулон	110x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	50
94	<b>4038</b>	рулон	108x23	16	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Marquette, Mortara 100, и др.</b>	66
95	<b>4038/1</b>	пачка	108x140x250		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ Mortara ELI 150 , и др.</b>	28
96	<b>4038/2</b>	пачка	108x30	16	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Mortara ELI 150 , и др.</b>	51
97	<b>4039</b>	пачка	110x100x200		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Bioset 3600/3700/3601, и др.</b>	50

98	<b>4040</b>	пачка	110x140x142		без сетки		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ Nihon Kohden, Кардиофакс 1250К электрокардиостимулятор «ЮНИ-2» , и др.</b>	52
99	<b>4040/1</b>	пачка	110x140x145		без сетки		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	52
100	<b>4041</b>	пачка	110x150x300		без сетки		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ NihonKohden, электромиограф Neuropack 2 , и др.</b>	44
101	<b>4042</b>	рулон	110x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Спирометр SP 3000-SP 5000, Синускоп, Ангиодин-ЛОР/П, Biotronik, Olympus , и др.</b>	55
102	<b>4042/1</b>	рулон	110x12	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Спирометр Микролаб , и др.</b>	120
103	<b>4042/2</b>	рулон	110x25	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	63
104	<b>4042/3</b>	рулон	110x5	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Спирометр Микролаб , и др.</b>	200
105	<b>4042/4</b>	рулон	110x20	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Спирограф Спиrolаб , и др.</b>	90
106	<b>4042/2</b>	рулон	110x60	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	25
107	<b>4042/2</b>	рулон	110x50	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	30
108	<b>4042/2</b>	рулон	110x110	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	12
109	<b>4043</b>	рулон	112x27	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Геолинг, Cardico 302, ЭК 3Т-02 «Аксион» , и др.</b>	63
110	<b>4043/1</b>	рулон	112x27	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Диксион 1006, Кенз-Кардико 302 , и др.</b>	63
111	<b>4043/2</b>	рулон	112x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ KENZ , и др.</b>	55
112	<b>4043/3</b>	рулон	112x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Cobas C111 и др.</b>	55
113	<b>4043/4</b>	рулон	112x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ Kaden ECG-923A, и др.</b>	50

114	<b>4043/5</b>	рулон	112x25	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ BTL-08 M-линии, и др.	63
115	<b>4043/6</b>	рулон	112x25	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	61
116	<b>4043/7</b>	рулон	112x25	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	63
117	<b>4044</b>	пачка	112x100x300		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardioline Delta 3+ , и др.	35
118	<b>4044/1</b>	пачка	112x100x160		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Lateo F 500, и др.	60
119	<b>4044/2</b>	пачка	112x100x150		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bestman BV 610, и др.	60
120	<b>4044/3</b>	пачка	112x100x150		имеется		Имеется с обратной стороны		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Sunray, и др.	60
121	<b>4044/4</b>	пачка	112x100x150		имеется		Имеется с обратной стороны		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FMGOLDWAY, UT 3000 A, ЭКГ 1206 D , и др.	60
122	<b>4044/5</b>	пачка	112x100x150		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FMCTG 6A, и др.	60
123	<b>4045</b>	пачка	116x120x250		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Analogic, <b>Кардиотокограф</b> КТГ Sonicaid Team, и др.	36
124	<b>4046</b>	рулон	120x30	19	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardioline ETA 3, CardietteExel, Cardiorapid, Bohse, Doctor Lee ECG-310A, и др.	48
125	<b>4046/1</b>	рулон	120x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b> Биохиманализатор , и др.	50
126	<b>4046/2</b>	рулон	120x20	19	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardiette AR 1200, и др.	63
127	<b>4046/3</b>	пачка	120x100x200		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardiette AR 1200, и др.	68
128	<b>4046/4</b>	пачка	120x100x300		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardiette AR 1200, и др.	
129	<b>4046/5</b>	рулон	120x30	12	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	50
130	<b>4047</b>	пачка	120x100x150		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Advanced AM-66, Kontron AN 66, FM Фотоскан , и др.	70
131	<b>4047/1</b>	пачка	120x120x250		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Biosys IFM 500, и др.	60



132	<b>4048</b>	пачка	126x150x170		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Biomedica Персонал С 120, и др.	60
133	<b>4049</b>	рулон	130x25	16	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ CardietteStart 100, и др.	50
134	<b>4050</b>	рулон	130x30	20	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ CardisunyFucuda 503А, и др.	46
135	<b>4051</b>	пачка	130x135x370		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Hellige EK 53/56,Cardioline, и др.	19
136	<b>4052</b>	пачка	135x140x150		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-5, и др.	52
137	<b>4053</b>	пачка	112x90x300		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ KENZ 302, и др.	42
138	<b>4054</b>	рулон	145x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГFucuda, Nihon Kohden ,Siemens Sicard 440, Cardimax FX-8222, и др.	40
139	<b>4054/1</b>	рулон	145x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Fucuda, Nihon Kohden , и др.	40
140	<b>4054/2</b>	рулон	143x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	40
141	<b>4054/3</b>	рулон	145x30	16	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Fucuda, Nihon Kohden , и др.	42
142	<b>4054/4</b>	рулон	143x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Bosh, и др.	40
143	<b>4054/5</b>	рулон	145x30	16	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	40
144	<b>4054/6</b>	рулон	145x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	40
145	<b>4054/7</b>	рулон	145x60	18	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ	20
146	<b>4054/8</b>	рулон	145x60	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	20
147	<b>4054/9</b>	пачка	145x75x267		имеется		без метки		Термобумага	55	ЭКГ Fukuda FX 8222 , и др.	42
148	<b>4055</b>	пачка	145x100x350		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-6 , и др.	24
149	<b>4056</b>	пачка	145x100x250		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	ЭКГ Nihon Kohden, FQS 145-2/5-100 , и др.	35
150	<b>4057</b>	пачка	148x100x400		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	ЭКГ Siemens Sicard 460 , и др.	24
151	<b>4057/1</b>	рулон	148x25	18	имеется	наружу	имеется с обратной стороны		Термобумага	55	ЭКГ Siemens Sicard 460, и др.	48

152	4058	пачка	150x100x150		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> Hewlett-Packard M 1911 HP M 1911/M 1351 FM Филипс, Avalon, и др.	70
153	4058/1	пачка	150x150x200		без сетки		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Kranzbuhler (BabyDoplex) , и др.	40
154	4058/2	пачка	151x100x150		имеется		имеется две метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Hewlett-Packard M 1910 A, Dixon Overton 6200, и др.	60
155	4059	пачка	152x150x200		имеется		без метки	Имеется с двух сторон	Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> Toitu, FM, и др.	36
156	4060	рулон	170x50	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> 4-кан. ЭКГ, ЭК - 4Т, и др.	20
157	4061	рулон	183x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Kenz, Siemens, Hellige , и др.	34
158	4061/1	рулон	183x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	34
159	4062	рулон	210x30	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Bioset 8000, ЭКГ Диксион 1012, и др.	26
160	4062/1	рулон	210x30	12	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Nihon Kohden 1350, и др.	26
161	4062/2	рулон	210x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Bioset 8000, Bionet Cardico Care2000, Kaden 9012, и др.	26
162	4062/3	рулон	210x25	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> BTL-08-М линии, и др.	26
163	4063	рулон	210x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> 6-ти кан. Fukuda FCP 4101, Fukuda Cardimax FX 8322R, Cardimax FX 7402, Nihon Kohden 1350, Мединова 9812, и др.	25
164	4063/1	рулон	210x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> 4-х каналный , ЭК 4Т, Sensitec ECG 1012, и др.	25
165	4063/2	пачка	210x100x140		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Fukuda Cardimax FX 7402, и др.	42
166	4063/3	рулон	210x25	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	25
167	4063/4	рулон	210x20	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	30
168	4064	рулон	210x30	20	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Cardiette Dedalus, и др.	25

169	<b>4064/2</b>	рулон	210x30	18	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardiette Dedalus, и др.	25
170	<b>4064/3</b>	рулон	210x20	18	имеется	внутри	имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardiette Dedalus, и др.	30
171	<b>4064/4</b>	рулон	210x20	18	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ Cardiette Dedalus, и др.	30
172	<b>4065</b>	пачка	210x140x250		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-10, , и др.	18
173	<b>4065/1</b>	пачка	207x135x370		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Hellige EK 512, и др.	13
174	<b>4065/2</b>	пачка	210x140x160		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-10 плюс, Sensitec ECG 1012, и др.	20
175	<b>4065/3</b>	пачка	210x140x140		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-10, , и др.	30
176	<b>4065/4</b>	пачка	210x140x215		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-10, , и др.	23
177	<b>4066</b>	пачка	210x140x140		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Biocare 1230, Edan, и др.	30
178	<b>4067</b>	пачка	210x150x170		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Biomedica C-210, и др.	28
179	<b>4068</b>	пачка	210x150x280		без сетки		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Biomedica P 80, и др.	12
180	<b>4069</b>	пачка	210x150x200		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Burdick Eclipse 800/850, и др.	22
181	<b>4070</b>	пачка	210x280x215		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-2, AT-2 plus, CS 200 и др.	10
182	<b>4070/1</b>	пачка	210x280x215		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-2, AT-2 plus, , и др.	8
183	<b>4070/2</b>	пачка	210x280x173		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-102, AT-102 plus, AT 102 C, и др.	10
184	<b>4070/3</b>	пачка	210x280x360		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-2, AT-2 plus, , и др.	6
185	<b>4070/4</b>	пачка	210x280x200		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-2, и др.	9
186	<b>4071</b>	пачка	210x300x200		имеется		без метки	имеется	Термобумага	70	ЭКГ Burdick 350, Megacart 150 E, Simens Sicard 740, и др.	8
187	<b>4071/1</b>	пачка	210x300x200		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Burdick QuestSpecelabs, и др.	9
188	<b>4072</b>	пачка	210x300x200		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Biomedica Archimed (Архимед) и др.	11
189	<b>4073</b>	пачка	210x150x200		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	ЭКГ Fucuda Alpha 2000, и др.	22
190	<b>4073/1</b>	пачка	210x150x200		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	70	ЭКГ Fucuda Alpha 2000, и др.	16
191	<b>4074</b>	пачка	210x300x200		имеется		без метки	имеется	Термобумага	70	ЭКГ HP 1709A/1700/1701 Page Writer 200, и др.	9

192	<b>4075</b>	пачка	210x150x500		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Bioset 9000, и др.	8
193	<b>4076</b>	рулон	250x50	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> 6-ти канальный ЭК-6Т, и др.	12
194	<b>4077</b>	пачка	210x150x240		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Kenz 1211, и др.	18
195	<b>4077/1</b>	рулон	210x50	12	имеется	наружная	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Kenz 1211, и др.	14
196	<b>4078</b>	пачка	112x120x250		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Biosys CTG BFM-800/900 (принтер Bionics) , и др.	46
197	<b>4078/1</b>	рулон	112x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Biosys CTG BFM-800/900 (принтер Bionics) , и др.	55
198	<b>4079</b>	рулон	106x22	12	имеется	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Дефибрилятор</b> Corpuls-3, и др.	65
199	<b>4079/1</b>	рулон	106x22	18	имеется	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Дефибрилятор</b> Corpuls-3, и др.	60
200	<b>4079/2</b>	рулон	106,5x22	18	имеется	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Дефибрилятор</b> Corpuls-3, и др.	60
201	<b>4079/3</b>	рулон	106x22	12	Без сетки	наружу	Без метки		Термобумага	55	<b>Дефибрилятор</b> Corpuls-3, и др.	70
202	<b>4080</b>	рулон	69x40	12	Без сетки		Без метки		Диаграммная бумага	50	<b>Лабораторное оборудование</b>	48
203	<b>4081</b>	рулон	55x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	72
204	<b>4081/1</b>	рулон	55x25	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	80
205	<b>4081/2</b>	рулон	55x25	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	80
206	<b>4081/3</b>	рулон	55x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	64
207	<b>4081/4</b>	рулон	55x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	64
208	<b>4081/5</b>	рулон	55x40	16	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	48
209	<b>4081/6</b>	рулон	55x20	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	84
210	<b>4081/7</b>	рулон	55x20	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	84
211	<b>4081/8</b>	рулон	55x20	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	84
212	<b>4081/9</b>	рулон	55x50	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	40

213	<b>4082</b>	рулон	151x24	16	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM BIONET FC 1400 , и др.	46
214	<b>4082/1</b>	рулон	150x25	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM BIONET FC 1400, и др.	46
215	<b>4082/2</b>	рулон	150x25	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM BIONET FC 1400, и др.	46
216	<b>4083</b>	рулон	216x60	18	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Nihon Kohden, и др.	12
217	<b>4083/1</b>	рулон	216x50	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Nihon Kohden, и др.	14
218	<b>4084</b>	пачка	145x150x400		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Siemens Cardiostat 3, Fucuda Alpha-600/C 300, и др.	20
219	<b>4085</b>	пачка	63x100x500		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Fukuda, Alpha 501 AX, Fukuda, Alpha 1000, Cardiosunny, и др.	32
220	<b>4086</b>	пачка	210x280x200		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Biomedika Power 80, Schiller AT-102, и др.	11
221	<b>4086/1</b>	пачка	210x280x200		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> Welch Allyn CP-100 , и др.	9
222	<b>4086/2</b>	пачка	210x280x143		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Shiller AT-102, и др.	16
223	<b>4087</b>	рулон	210x30	12	имеется	наружу	Имеется по краю		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Bioset 8000, и др.	26
224	<b>4087/1</b>	рулон	215x25	18	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	27
225	<b>4087/2</b>	рулон	215x20	20	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bionet FC 700, и др.	23
226	<b>4087/18</b>	рулон	215x25	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bionet FC 700, и др.	27
227	<b>4087/3</b>	рулон	216x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Cardipia 800, и др.	25
228	<b>4087/4</b>	рулон	216x30	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Cardipia 800, и др.	25
229	<b>4087/5</b>	рулон	215x20	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bionet FC 700, и др.	23
230	<b>4087/6</b>	рулон	215x20	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bionet FC 700, и др.	23
231	<b>4087/7</b>	рулон	215x25	18	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bionet FC 700, и др.	27

232	4087/8	рулон	215x30	18	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ	
233	4087/9	рулон	215x30	18	Без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	
234	4087/10	рулон	215x30	18	Без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	
235	4088	пачка	215x280x200		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Mediana YM 8121 , и др.	
236	4089	пачка	210x140x300		без сетки		имеется		Термобумага	55	ЭКГ NihonKohden 9130, Dixon ECG 1012, и др.	14
237	4089/1	пачка	210x140x215		без сетки		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Nihon Kohden FQW 210, Dixon ECG 1012-3-140, и др.	20
238	4091/1	пачка	210x300x250		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ ЭК Mortara ELI 250 , и др.	7
239	4091/2	рулон	210x22	12	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	ЭКГ ЭК Mortara ELI 250 , и др.	
240	4091/3	рулон	210x70	18	Без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	
241	4092	рулон	140x43	20	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	Кардиотокограф, и др.	24
242	4092/1	рулон	104x15	12	Без сетки	наружу	имеется		Термобумага	55	Лабораторное оборудование	76
243	4093	пачка	210x280x360		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-60,Fukuda, и др.	6
244	4094	рулон	50x20	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохиманализатор Миндрей BC-300+, и др.	130
245	4094/1	рулон	50x30	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	ЭКГ KENZ 108, ЭКОР, Biocare ECG-101G, и др.	85
246	4094/2	рулон	50x23	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохиманализатор, и др.	98
247	4094/3	рулон	50x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Биохиманализатор, дефибрилятор, и др.	85
248	4094/4	рулон	50x30	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	ЭКГ Мединова 9801, и др.	85
249	4094/5	рулон	50x50	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	лабораторное оборудование	48
250	4094/6	рулон	50x50	12	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	Лабораторное оборудование Анализатор BC-3000 plusMindray, и др.	48

251	<b>4094/7</b>	рулон	50x50	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	48
252	<b>4094/8</b>	рулон	50x20	12	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование Биохиманализатор, и др.</b>	162
253	<b>4094/9</b>	рулон	50x50	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	48
254	<b>4094/10</b>	рулон	50x20	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	105
255	<b>4094/11</b>	рулон	50x25	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	105
256	<b>4094/12</b>	рулон	50x20	12	имеется	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	105
257	<b>4094/13</b>	рулон	50x30	12	без сетки	внутри	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	85
258	<b>4094/14</b>	рулон	50x42	12	Без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	
259	<b>4094/15</b>	рулон	50x23	12	имеется	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	98
260	<b>4094/16</b>	рулон	50x10	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	
261	<b>4095</b>	пачка	150x90x150		имеется		Две метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор FM Comen Star 5000 F; 5000 D , и др.</b>	70
262	<b>4096</b>	пачка	152x90x150		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор FM Corometrics 4305 BAO, Dixon 6900, FM G6B (General Meditech), Analogic Fetalgard lite, и др.</b>	70
263	<b>4096/1</b>	пачка	152x90x160		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор FM Bistos/Corometrics 4305 ААО/САО, Корометрикс-170, Bistos BT-350, MedianaFM-20, G6 Bplus ; FM Edan F9, и др.</b>	70
264	<b>4096/2</b>	пачка	152x100x160		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор FM Neoventa STAN S31, и др.</b>	70
265	<b>4097</b>	пачка	110x140x142		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ FukudaDenshi FX7202, FukudaCardimax, FX-8322 Мединова ECG-9806, DixonECG 1006, и др.</b>	52
266	<b>4097/1</b>	пачка	110x140x145		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	52

267	<b>4097/2</b>	пачка	110x140x150		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b>	52
268	<b>4098</b>	пачка	110x140x200		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> МАС-800 , и др.	35
269	<b>4099</b>	рулон	60x15	16	имеется	наружу	имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Кардиетт AR600, Кардиолайн, и др.	96
270	<b>4099/1</b>	пачка	60x75x250		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Cardietta AR 600, и др.	90
271	<b>4100</b>	пачка	145x125x240		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> NeckKartizer 3321, и др.	36
272	<b>4101</b>	пачка	50x100x300		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Дефибриллятор</b> NK TEC 7721K, и др.	84
273	<b>4102</b>	пачка	183x130x200		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Kenz 1207, и др.	24
274	<b>4103</b>	пачка	114x70x250		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> - CP50 WelchAllyn, и др.	48
275	<b>4104</b>	пачка	90x90x360		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> Mac-500, Hellige, и др.	40
276	<b>4104/1</b>	пачка	90x90x360		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> Mac-500, Hellige, и др.	30
277	<b>4105</b>	пачка	130x120x250		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Bistos (CTG) , и др.	28
278	<b>4106</b>	пачка	112x90x150		имеется		имеется с обратной стороны		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Dixon Overton 6100, Comen Star 5000, 5000С, КТГ G6A-plus, «Дафина» BF 610P, и др.	80
279	<b>4106/1</b>	пачка	112x90x122		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Cadence 240, и др.	100
280	<b>4107</b>	пачка	112x150x300		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> HeartScreen, и др.	30
281	<b>4107/1</b>	пачка	112x150x300		без сетки		имеется		Термобумага	55	<b>Программатор</b> Orchestra plus, и др.	30
282	<b>4108</b>	пачка	120x40x400		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование стерилизатор</b> Getinge, и др.	70
283	<b>4108/1</b>	пачка	120x40x240		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование стерилизатор</b> Getinge, и др.	100
284	<b>4160</b>	пачка	210x300x150		имеется		имеется		Термобумага	55	<b>ЭКГ</b> МАС-1200 , и др.	14
285	<b>4160/0</b>	пачка	210x300x150		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> МАС-1200 , и др.	11
286	<b>4160/1</b>	пачка	210x295x150		имеется		имеется		Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> МАС-1200 ST , МАС-1600 , и др.	12
287	<b>4161</b>	пачка	216x280x250		имеется		имеется		Термобумага	75	<b>ЭКГ</b> MortaraRangoni ELI 350 , и др.	6
288	<b>4162</b>	пачка	210x280x300		имеется		без метки	имеется	Термобумага	70	<b>ЭКГ</b> Marquette, МАС 1-6,12-15 , и др.	6



289	<b>4163</b>	пачка	210x150x320		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ KENZ 1210, и др.	12
290	<b>4163/1</b>	пачка	210x150x240		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ KENZ 1210, и др.	18
291	<b>4164</b>	пачка	80x70x315		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-101, и др.	60
292	<b>4164/1</b>	пачка	80x70x275		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-101, и др.	70
293	<b>4164/2</b>	пачка	80x70x300		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-101, и др.	45
294	<b>4164/3</b>	пачка	80x70x315		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-101, и др.	45
295	<b>4164/4</b>	пачка	80x70x300		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller AT-101, и др.	45
296	<b>4164/5</b>	пачка	80x70x275		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Schiller AT-101, и др.	54
297	<b>4165</b>	пачка	210x150x200		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Dedalus K 600D/AR2100, и др.	18
298	<b>4165/1</b>	пачка	210x280x200		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Cardioline AR 2100 view, и др.	8
299	<b>4166</b>	пачка	210x145x200		имеется		без метки	имеется	Термобумага	55	ЭКГ BionetCardico XP, и др.	22
300	<b>4166/1</b>	пачка	210x145x200		имеется		без метки	имеется	Термобумага	70	ЭКГ BionetCardico XP, и др.	18
301	<b>4167</b>	пачка	210x150x200		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller SC-6/12, и др.	22
302	<b>4167/1</b>	пачка	210x150x400		имеется		Имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller SC-6/12, и др.	10
303	<b>4168</b>	пачка	143x150x300		без сетки		имеется		Термобумага	55	<b>Фетальный монитор</b> FM Oxford, Sonicaid, Меридиан 800, TEAM 8003, 8400-8300, и др.	20
304	<b>4181</b>	пачка	210x295x400		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Dixion 6-ти кан., и др.	4
305	<b>4181/1</b>	пачка	210x295x150		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Dixion 6-ти кан., и др.	12
306	<b>4181/2</b>	пачка	210x295x340		имеется		имеется		Термобумага	70	ЭКГ Dixion 6-ти кан., и др.	5
307	<b>4182</b>	пачка	210x295x215		без сетки		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Nihon Kohden, и др.	10
308	<b>4182/1</b>	пачка	210x295x340		без сетки		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Nihon Kohden, и др.	
309	<b>4183</b>	пачка	80x80x200		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>Дефибриллятор</b> Primedic EVO, и др.	80
310	<b>4195</b>	пачка	114x95x140		имеется		имеется		Термобумага	55	ЭКГ Schiller MS-2007, и др.	75
311	<b>4196</b>	рулон	49x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	80
312	<b>4196/1</b>	рулон	49x45	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	46
313	<b>4197</b>	рулон	37x10	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	100

314	<b>4197/1</b>	рулон	37x20	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	144
315	<b>4197/2</b>	рулон	37x15	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	120
316	<b>4198</b>	рулон	76x25	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	65
317	<b>4199</b>	рулон	56x30	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	72
318	<b>4200</b>	рулон	72x25	12	без сетки	наружу	без метки		Термобумага	55	<b>Лабораторное оборудование</b>	65
319	<b>5001</b>	пачка	240x300x500		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф ЭЭГ Biospirt, гемоанализатор «Микрос» , и др.</b>	3
320	<b>5002</b>	пачка	245x300x1000		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф NihonKohden NK245F 16-кан, Neurofax 7300, и др.</b>	1
321	<b>5002/1</b>	пачка	300x300x500		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ NihonKohden , и др.</b>	2
322	<b>5002/2</b>	пачка	300x300x1000		имеется		без метки		Термобумага	55	<b>ЭКГ NihonKohden, и др.</b>	1
323	<b>5003</b>	пачка	250x300x500		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф ЭЭГMedicor 8X (8C), ЭЭГBioscript 101, и др.</b>	3
324	<b>5003/1</b>	пачка	250x150x500		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф ЭЭГMedicor 8X (8C), ЭЭГBioscript 101, и др.</b>	6
325	<b>5004</b>	пачка	400x300x1000		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф ЭЭГ NihonKohdenFV 400-30 (21CH) , и др.</b>	2
326	<b>5005</b>	пачка	345x300x1000		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф ЭЭГ NihonKohden 7214, NK FV345-30, NK345F 17-кан,Neurofax 4400, и др.</b>	1
327	<b>5006</b>	пачка	420x300x500		имеется		без метки		диаграммная бумага	50	<b>Электроэнцефалограф ЭЭГ Медикор 16S 16X, и др.</b>	3
328	<b>5008</b>	пачка	250x200x500		имеется		без метки		диаграммная бумага	65	<b>ЭКГ Bioset( MWZ) -6000, и др.</b>	3
329	<b>4222</b>	рулон	84x13,5	12	без сетки	наружу	без метки		Термо пленка	63	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам Sony:UP-D711MD</b>	
330	<b>4333</b>	рулон	84x12,5	12	без сетки	наружу	без метки		термо пленка	63	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам Sony:UP-D711MD</b>	

331	<b>4444</b>	рулон	105x20	12	без сетки	наружу	без метки		термо пленка	63	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам</b> Shimadzu 001-КРТ	100
332	<b>4555</b>	рулон	210x25	26	без сетки	наружу	без метки		термо пленка	68	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам</b> Sony: UP-910, UP-930, UP-960, UP-980 и др.	25
333	<b>4777</b>	рулон	110x20	12	без сетки	наружу	без метки		термо пленка	63	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам</b> Sony: UP-860, UP-870, UP-890, UP-895, UP-897, UP-D860, UP-D890, UP-D895, UP-D897 и их модификаций (с буквами CE, MD, MDW и т.п.), а так же OEM-принтеров Alosa.УЗИ.	100
334	<b>4888</b>	рулон	110x20	12	без сетки	наружу	без метки		термо пленка	68	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам</b> Sony: UP-860, UP-890, UP-895, UP-897, UP-897MD, UP-D860, UP-D890, UP-D895, UP-D897, UP-X898MD и др.	100
335	<b>4999</b>	рулон	110x18	12	без сетки	наружу	без метки		термо пленка	75	<b>Принтер к УЗИ – аппаратам</b> Sony: UP-895, UP-897, UP-D897, UP-D895 и др.	100
336	<b>3717</b>	пачка	240x152,5x4000		без сетки		без метки	имеется по краям	диаграммная бумага	60	<b>Лабораторное оборудование</b> Принтер Epson LX 300+, и др.	1
337	<b>3717/1</b>	пачка	240x152,5x2000		без сетки		без метки	имеется по краям	диаграммная бумага	60	<b>Лабораторное оборудование</b> Принтер Epson LX 300+, и др.	1
338	<b>3928</b>	пачка	240x305x2000		без сетки		без метки	имеется по краям	диаграммная бумага	60	<b>Лабораторное оборудование</b> Принтер Epson LX 300+, и др.	1
339	<b>3929</b>	пачка	420x305x2000		без сетки		без метки	имеется по краям	диаграммная бумага	60	<b>Лабораторное оборудование</b> Принтер Epson LX 300+, и др.	1
340	<b>10009</b>	пачка	210x305x2000		без сетки		без метки	имеется по краям	диаграммная бумага	60	<b>Лабораторное оборудование.</b> <b>Гемоанализатор «Медоник»</b> Принтер Epson LX 300, и др.	1